

beurer

(RUS) Адаптер(AN 5706) – прибор вторичного электропитания, включаемый в штепсельную розетку, для аппарата для измерения кровяного давления **Beurer BM 16**

Сконструирован согласно стандарту по медицинской технике EN 60601-1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Прибор вторичного электропитания преобразует переменное напряжение сети в безопасное малое напряжение. Этот прибор можно использовать с потребителями электроэнергии в области медицинской техники.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Прибор готов к работе, как только он вставлен в сетевую розетку. Блок питания запрещается использовать вне указанных номинальных значений, т. к. это может привести к разрушению прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вход: 230 В 50 Гц

Выход: 12 В DC 800 мА только в сочетании с аппаратом для измерения кровяного давления **Beurer**

Защита: прибор имеет изоляцию для защиты от прикосновений и термобиметаллический предохранитель на первичной стороне, который в случае неисправности отсоединяет прибор от сети. В режиме использования по назначению светится зеленый светодиод.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в закрытых помещениях и не должен подвергаться действию дождя или влаги.
- Подключать только к подходящим источникам напряжения (сетевой розетке 230 В 50 Гц).
- **Не открывать!** Ремонт разрешается проводить только авторизованному персоналу.
- Не эксплуатировать вблизи горючих газов.
- Не накрывать – опасность перегрева.
- Не допускать контакта с маслами, жирами и т. п.
- Очищать только сухой тряпкой.

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: от 10°C до 40 °C только в сочетании с аппаратом для измерения кровяного давления Veurer

Относительная влажность воздуха: от 10 до 85%

Условия хранения:

Температура окружающей среды: от -25°C до 70°C

Относительная влажность воздуха: макс. 85 %

Пояснение символов:



С изоляцией для защиты от прикосновений / класс прибора 2



Понижающий трансформатор с малым выходным напряжением



НЕ использовать под открытым небом (indoor use only)



Соответствуют европейским нормативным актам



Innova Mark: проверен согласно EN60601

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления этого прибора на срок 6 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашивающиеся части,
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.



АЯ 46

Товар сертифицирован: измерители артериального давления и частоты пульса (тонометры) с адаптерами Ростест Москва

№РОСС ДЕ.АЯ46.В07217 срок действия с 10.04.2010 по 23.03.2013 гг

Срок эксплуатации изделия: минимум 2 года

Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер : ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва 62, корп. 2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп. 2

Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

Art. Nr./Best. Nr. 071.03
Model: AN5706

Hersteller: 
ANSMANN AG
INDUSTRIESTRASSE 10
97959 ASSAMSTADT
GERMANY

WWW.ANSMANN.DE