



DEUTSCH

Wichtige Sicherheitshinweise – für späteren Gebrauch aufbewahren. Um alle Vorzüge des Fieberthermometers optimal nutzen zu können, sollten Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, für die weitere Benutzung aufbewahren und auch anderen Benutzern zugänglich machen.

- Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Kinder müssen beim Benutzen des Geräts beaufsichtigt werden.
- Das Schnullerthermometer ist ausschließlich für die orale Messung der Körpertemperatur bei Kindern bis zu einem Alter von 5 Jahren vorgesehen und ist nicht zum Dauernuckeln geeignet.
- Kontrollieren Sie das Schnullerthermometer und hierbei insbesondere den Silikonsauger vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Schnullerthermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung, ob der Sauger fest auf dem Schnuller sitzt. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Arzt falls Komponenten verschluckt wurden.
- Unter bestimmten Voraussetzungen kann die angezeigte Temperatur von der tatsächlichen Körpertemperatur des Kindes erheblich abweichen (-0,5°C bis 0,5°C). Bitte achten Sie deshalb darauf, dass das Kind unmittelbar vor der Messung keine Speisen oder Getränke zu sich nimmt und während der Messung nicht weint oder durch den Mund atmet.
- Im Zweifelsfall und bei Anzeichen von Fieber (Temperatur höher als 38,5°C, Hautrötung, Hitze, Schwitzen, Unruhe des Kindes) wird empfohlen, die Körpertemperatur mit einem herkömmlichen Fieberthermometer im After (rektal) nachzumessen und die ermittelten Werte mit einem Arzt zu besprechen.
- Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten. Besprechen Sie die ermittelten Werte mit Ihrem Hausarzt.



ENGLISH

Important safety information – retain for later use.

In order to make optimum use of all the merits of the clinical thermometer, you should carefully read the operating instructions before using it, retain the instructions for later use and also keep them accessible for other users.

- The thermometer is intended to measure the temperature of the human body.
- Do not allow children to play with the device. Children must be supervised at all times whilst using the device.
- The comforter thermometer is intended only for oral measurement of body temperature in children up to 5 years of age. It is not suitable for constant sucking.
- Before every use, check the comforter thermometer and especially the silicon nipple for signs of damage or wear. Damaged or worn comforter thermometers should not be used.
- Check that the teats are firmly attached to the pacifier. There is a choking hazard.
- Contact your doctor immediately if any components are swallowed.
- Under specific conditions, the displayed temperature may be considerably different from the actual body temperature of the child (-0.5°C to 0.5°C). Therefore, please ensure that the child does not eat or drink anything shortly before the measurement, and that the child is not crying or breathing through the mouth when the temperature is being measured.
- In case of doubt and signs of fever (temperature higher than 38.5°C, flushed appearance, heat, perspiration, restlessness) measure the body temperature afterwards by using a conventional clinical thermometer in the anus (rectal) and discuss the measured temperatures with the physician.
- Always wait for the acoustic signal which indicates the minimum time required for measurement. Discuss the temperature with your family physician.



FRANÇAIS

Consignes de sécurité importantes – à conserver pour toute utilisation ultérieure.

Afin de profiter au maximum de tous les avantages offerts par le thermomètre médical, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation, de le conserver pour les utilisations ultérieures et de le rendre accessible à d'autres utilisateurs.

- Le thermomètre est exclusivement destiné à la mesure de la température du corps humain.
- Ne laissez pas vos enfants jouer avec l'appareil. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de l'appareil.
- Le thermomètre-tétine est exclusivement prévu pour la mesure orale de la température corporelle chez l'enfant de moins de 5 ans et n'est pas destiné à servir de sucette traditionnelle tout au long de la journée.
- Avant toute nouvelle utilisation, vérifiez que le thermomètre-tétine n'est ni endommagé ni usé; contrôler en particulier le bon état de la silicone. Les thermomètres-tétines endommagés ou usés ne doivent plus être utilisés.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'embout est bien fixé sur la tétine. Ils pourraient s'étouffer.
- Contactez immédiatement votre médecin si votre enfant avale des composants.
- Dans certaines situations, la température indiquée peut présenter un écart considérable par rapport à la température du corps de l'enfant (-0,5°C à 0,5°C). Pour cette raison, veillez à ce que l'enfant n'est ni bu ni mangé avant la mesure et faire en sorte que l'enfant ne pleure pas ou ne respire pas par la bouche durant la mesure.
- En cas de doute et si l'enfant présente certains symptômes de la fièvre (température supérieure à 38,5°C, rougeurs, chaleur, transpiration, agitation), nous vous recommandons de prendre également la température à l'aide d'un thermomètre rectal traditionnel et d'informer votre médecin généraliste des valeurs de température obtenues.



ESPAÑOL

Importantes observaciones de seguridad - ¡Consérvelas!

Para aprovechar todas las ventajas del termómetro de óptimo, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo. Conserve estas instrucciones y facilítelas también a las demás personas que utilicen este termómetro.

- El termómetro ha sido diseñado única y exclusivamente para la medición de la temperatura en las personas.
- No deje que los niños jueguen con el aparato. Los niños deben ser supervisados cuando utilizan el aparato.
- El termómetro chupete está diseñado únicamente para la medición oral de la temperatura corporal de niños de hasta 5 años de edad y no resulta adecuado para un uso continuo como chupete.
- Antes de cada uso, compruebe el estado del termómetro chupete, en especial de la tetina de silicona, para verificar que no presente daños ni signos de desgaste. Los termómetros chupete dañados o desgastados no deben seguir usándose.
- Antes de cada uso, controle si la tetina está asentada firmemente en el chupete. Existe peligro de asfixia.
- Póngase en contacto con su médico de inmediato si son tragados componentes.
- En determinadas circunstancias, la temperatura mostrada puede variar considerablemente con respecto a la temperatura corporal real del niño (desde -0,5°C hasta 0,5°C). Por ello, asegúrese de que el niño no tome ningún tipo de comida ni bebida inmediatamente antes de la medición y de que, durante la medición, no lllore ni respire por la boca.
- En caso de duda y ante signos de fiebre (temperatura superior a 38,5°C, enrojecimiento de la piel, calor, sudor, nerviosismo del niño), recomendamos volver a medir la temperatura corporal con un termómetro clínico convencional de manera rectal (en el ano) y consultar los valores obtenidos con un médico.

- Das Thermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile. Schützen Sie es deshalb vor Stößen, Biegungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonnenbestrahlung.
- Bringen Sie das Thermometer nicht mit Lösungsmitteln oder anderen chemischen Mitteln in Kontakt.
- Das Thermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.
- Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN60601-1-2 und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können. Genauere Angaben können Sie unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern.

Benutzung

Der Schnuller wird in einer Größe geliefert. Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung, ob der Schnuller in den Mund ihres Kindes passt. Ist der Schnuller zu groß, besteht Erstickungsgefahr. Zum Einschalten drücken Sie kurz die EIN-Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 Sekunden einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar. Dann erscheint kurz „Lo °C“ bzw. der Wert der letzten Messung im Display. Geben Sie jetzt dem Baby den Schnuller in den Mund. Achten Sie darauf, dass das Kind den Schnuller während der Messung im Mund behält und ruhig durch die Nase atmet. Danach wird die aktuelle Temperatur direkt angezeigt, z. B. 32,1°C. Die Messdauer bis zum Signalton beträgt ca. 5 Minuten. Durch Verlängerung der Messdauer über den Signalton hinaus werden genauere Messergebnisse erzielt. Werden Temperaturen über 42,9°C gemessen, so erscheint das Symbol für zu hoch „Hi“. Zur Verlängerung der Batteriebensdauer schalten Sie bitte nach der Messung das Thermometer durch kurzes Drücken der EIN-Taste aus. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten automatisch aus.

- The thermometer contains sensitive electronic parts. Therefore, protect it from blows, bending, high temperature or direct exposure to sunlight.
- Keep the thermometer away from solvents and other chemicals.
- When the thermometer is switched on, it carries out a self-test. Therefore the accuracy of measurement need not be tested at regular intervals.
- This unit is in line with European Standard EN60601-1-2 and is subject to particular precautions with regard to electromagnetic compatibility (EMC). Please note that portable and mobile HF communication systems may interfere with this unit. For more details, please contact customer service at the address indicated.

Use

The pacifier is delivered in one size. Before using it for the first time, check that the pacifier fits into the mouth of your child. If the pacifier is too large, there is a choking hazard. Press the ON switch to turn the unit on. A short acoustic signal will announce that it is switched on. The thermometer will carry out a self-test for about 2 seconds. During the self-test all segments of the display will be visible. Then "Lo °C" or the value of the last measurement will appear in the display. Make sure the baby keeps the comforter in the mouth during the measurement and breathes calmly through the nose. The current temperature will be shown directly, e.g. 32.1°C. The measurement takes approximately 5 minutes, which is indicated by an acoustic signal. By prolonging the length of measurement until after the acoustic signal, more accurate measurements can be obtained. If temperatures higher than 42.9°C are measured, the symbol for too high temperature, "Hi" will appear. In order to increase the life of the battery, please switch off the thermometer by briefly pressing the ON key after the measurement.



ITALIANO

Importanti avvertenze di sicurezza – conservare per uso futuro.

Per potere utilizzare in modo ottimale tutti i vantaggi del termometro, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare lo strumento, di conservarle per impiego futuro e renderle accessibili anche a chiunque intenda servirsi del termometro.

- Il termometro è destinato esclusivamente a misurare la temperatura corporea umana.
- Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchio per gioco. Durante l'utilizzo dell'apparecchio, è necessario tenere i bambini sotto controllo.
- Il termometro a succhiottino è previsto esclusivamente per la misurazione orale della temperatura corporea di bambini fino all'età di 5 anni e non è adatto per essere usato permanentemente come succhiottino.
- Controllare il termometro, e soprattutto il succhiottino in silicone, prima di ogni utilizzo per verificare che non presenti segni di danneggiamento o usura. Non vanno utilizzati termometri a succhiottino danneggiati o usurati.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tettarella sia fissata saldamente. Pericolo di soffocamento.
- Nel caso i componenti vengano ingoiati, contattare immediatamente il medico.
- In presenza di determinate condizioni la temperatura indicata può differire sensibilmente (da -0,5°C a 0,5°C) dalla effettiva temperatura corporea dei bambini. Accertarsi che prima della misurazione il bambino non assuma cibi o bevande e che durante la misurazione non pianga o respiri con la bocca.
- Nel dubbio e in presenza di sintomi di febbre (temperatura oltre i 38,5°C, arrossamento della pelle, calore, sudore, irrequietezza del bambino) si consiglia di misurare nuovamente la temperatura per via rettale con un termometro tradizionale e di consultare il medico circa i valori ottenuti.

Önemli güvenlik uyarıları – daha sonra kullanmak üzere saklayın

Termometreden her yönüyle tam olarak faydalanabilmek için, kullanma kılavuzunu ilk kullanımdan önce dikkatle okumalı, ilerde kullanmak üzere saklamalı ve başka kullanıncılarla da okuyabilmesine olanak tanımalıdır.

- Termometre yalnızca insan vücut ısısını ölçmek üzere yapılmıştır.
- Çocukların cihaz ile oynamasına müsaade etmeyin. Çocuklar cihazı kullanırken gözetim altında olmalıdır.
- Emzikli ateşölçer, 5 yaşına kadar çocuklarda vücut sıcaklığının ağız yoluyla ölçülmesi için tasarlanmıştır ve emzik olarak sürekli biçimde kullanılmaya uygun değildir.
- Emzikli ateşölçeri kontrol edin. Özellikle her kullanımdan önce silikon emzikte hasar veya yıpranma olup olmadığını dikkat edin. Hasarlı veya yıpranmış emzikli ateşölçerler kullanılmamalıdır.
- Her kullanımdan önce emzik başlığının sağlam bir şekilde emziğin üzerine oturup oturmadığını kontrol edin. Boğulma tehlikesi vardır.
- Herhangi bir bileşenin yutulması durumunda derhal doktorunuza haber verin.
- Belirli koşullarda ateşölçerinin gösterdiği sıcaklık ile gerçek vücut sıcaklığı önemli farklılıklar gösterebilir (-0,5°C – 0,5°C). Lütfen ölçüm işlemi öncemide çocuğunuzun kati veya sıvı besinler almamasına ve ölçme işlemi sırasında ağlamamasına ya da ağız yoluyla nefes alıp vermemesine dikkat edin.
- Şüpheli durumlarda veya çocuğunuzun ateşinin olduğuna dair belirtiler gözlemlediğinizde (sıcaklığın 38,5°C'yi geçmesi, ciltte kızamıklık, terleme, huzursuzluk) vücut sıcaklığını geleneksel bir ateşölçer ile anus bölgesinde (rektal) ölçmeniz ve sonucu doktorunuza paylaşmanız önerilir.
- Sinyal sesine kadar süren asgari ölçüm süresine istisnasız uyulmalıdır. Elde ettiğiniz değerleri doktorunuza görünüşün.
- Termometrenin duyarlı elektronik parçaları vardır. Bu nedenle termometreyi darbelere, bükülmeye, yüksek ısılarla karşı koruyun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



РУССКИЙ

Важные указания по безопасному использованию – сохранить, пожалуйста.

Чтобы оптимальным образом использовать все достоинства этого термометра, необходимо перед применением этого устройства внимательно прочитать данную инструкцию, сохранить ее в надежном месте и сделать так, чтобы ее могли прочитать все другие пользователи.

- Данный термометр предназначен исключительно для измерения температуры тела человека.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Дети должны пользоваться прибором только под надзором взрослых.
- Термометр (соска) предназначен исключительно для орального измерения температуры у детей до 5 лет и не предназначен для продолжительного сосания.
- Проверяйте термометр на наличие повреждений перед каждым использованием, особенно обращая внимание на его силиконовую часть (непосредственно соску). При видимых проявлениях изношенности или повреждениях не используйте термометр!
- Перед каждым использованием проверяйте, прочно ли сидит соска на термометре. Существует опасность удушья.
- Если ребенок проглотил какой-нибудь компонент, незамедлительно обратитесь к врачу.
- При определенных условиях показания термометра-соски могут отличаться от реальной температуры тела ребенка (на -0,5-0,5°C). Поэтому необходимо следить, чтобы непосредственно перед измерением температуры ребенок не употреблял пищи и напитков, а также не плакал и не дышал через рот во время измерения.
- В случае сомнительных результатов при измерении термометром-соской и явных проявлениях повышенной температуры у ребенка (температура выше 38,5°C, беспокойство, повышенное потоотделение, жар, покраснение кожного покрова) желательно измерить температуру ректально и обсудить полученные результаты измерения с врачом.
- Необходимо строго соблюдать минимальную продолжительность измерения (до звукового сигнала). Консультируйтесь у врача по результатам измерения температуры.



POLSKI

Istotne zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania – zachować do późniejszej konsultacji.

Aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety termometru do mierzenia temperatury ciała, należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi przed jego użyciem oraz zachować ją do późniejszej konsultacji w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników.

- Termometr służy wyłącznie do mierzenia temperatury ciała człowieka.
- Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Podczas używania urządzenia nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru.
- Termometr w smoczku jest przeznaczony wyłącznie do mierzenia temperatury w ustach dzieci w wieku do 5 lat, nie jest przeznaczony do ciągłego ssania.
- Przed każdym użyciem termometru należy sprawdzić w szczególności silikonowy smoczek, czy nie wykazuje oznak uszkodzenia lub zużycia. W przypadku uszkodzenia lub zużycia termometru nie wolno go używać.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy przysawka trzyma się mocno smoczka. Istnieje ryzyko uduszenia.
- W przypadku połknięcia elementów natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- W określonych warunkach wyświetlana temperatura może się znacznie różnić od rzeczywistej temperatury ciała dziecka (-0,5°C do 0,5°C). Dlatego też należy pamiętać o tym, aby dziecko bezpośrednio przed pomiarem nie przyjmowało pokarmów ani napojów, a podczas pomiaru nie płakało ani nie oddychało przez usta.
- W razie wątpliwości oraz w przypadku objawów gorączki (temperatura przekraczająca 38,5°C, zaczerwienienie skóry, rozgarzanie, pocenie się, niepokój dziecka) zalecamy dodatkową kontrolę temperatury ciała za pomocą zwyczajnego termometru w odbycie i skonsultowanie zmierzonych wartości z lekarzem.
- Podczas mierzenia temperatury należy koniecznie przestrzegać minimalnego czasu pomiaru, którego koniec sygnalizowany jest sygnałem

- Rispettare senza eccezioni la durata minima di misurazione fino alla comparsa del segnale acustico. Comunicare i risultati al medico curante.

- Il termometro contiene componenti elettroniche sensibili. Si raccomanda pertanto di proteggerlo da urti, piegature, temperature elevate o raggi solari diretti.
- Non mettere il termometro a contatto con solventi o altre sostanze chimiche.
- All'accensione, il termometro esegue un auto-test. Non è necessario controllare la precisione della misurazione.
- Questo apparecchio è conforme alla norma europea EN60601-1-2 ed è sottoposto a misure speciali concernenti la compatibilità elettromagnetica. Tener presente che dispositivi di comunicazione portatili e mobili ad alta frequenza possono influenzare questo apparecchio. Richiedere informazioni più dettagliate all'indirizzo indicato del servizio assistenza clienti.

Modalità d'uso

Il succhiottino fornito è di misura unica. Prima dell'utilizzo, verificare che sia adatto alla bocca del bambino. Se è troppo grande, esiste il rischio di soffocamento. Per accendere premere brevemente il tasto ON. L'accensione è confermata da un breve segnale acustico. In primo luogo, il termometro esegue un autotest per circa 2 secondi. In questa fase sono visibili tutti i segmenti dell'indicazione. Sul display compare quindi brevemente „Lo °C“ o il valore dell'ultima misurazione effettuata. A questo punto mettere il succhiottino in bocca al bambino. Fare attenzione che durante la misurazione il bambino tenga in bocca il succhiottino e respiri tranquillamente attraverso il naso. Quindi verrà visualizzata direttamente la temperatura misurata, p.e. 32,1°C. La durata della misurazione fino al segnale acustico è di ca. 5 minuti. Prolungando la durata della misurazione oltre il segnale acustico si otterranno valori di misurazione più precisi. Se vengono misurate temperature superiori a 42,9°C apparirà il simbolo di temperatura troppo elevata „Hi“.



TÜRKÇE

- Termometrenin çözelti maddeleri ve başka kimyasal maddeleri ile temas etmemesini sağlayın.
- Termometre açıldığında kendi kendine bir test yapar. Ölçümün kesinliğini ayrıca test edilmesine gerek yoktur.
- Bu cihaz, EN60601-1-2 numaralı AB standartına uygundur ve bu cihaz için, elektromanyetik uyumluluk hususunda dikkat edilmesi gereken özel önlemler geçerlidir. Taşınabilir ve mobil HF iletişim tertibatlarının bu cihazı etkileyebileceği hususunda lütfen dikkat ediniz. Daha detaylı bilgi almak için, bildirilen yetkili servis adresine başvurabilirsiniz.

Kullanım

Emzik tek bir büyüklükte tedarik edilmektedir. İlk kullanımdan önce emziğin çocuğunuzun ağızına olup olmadığını kontrol edin. Emziğin çok büyük olması durumunda boğulma tehlikesi vardır. Açmak için kısaca AÇIK tuşuna basınız. Kısa bir sinyal sesi açma işlemini tasdik eder. Termometre önce yakl. 2 sn. kendi kendini test eder (selftest). Bu esnada göstergeğin tüm segmentleri görünür. Sonra kısaca „Lo °C“ ya da son ölçümün değeri ekranda belirir. Emziği bebeğinizin ağızına koyun. Ölçüm sırasında bebeğinizin emziği ağızından çıkarmamasına ve burnundan sakince nefes alıp vermesine dikkat edin. Böylece ateşölçer o anki sıcaklığı doğrudan gösterir, örn. 32,1°C. Ölçüm süresi sinyal sesine kadar yaklaşık 5 dakika devam eder. Sinyal sesinden sonra ölçüme devam edilirse, daha kesin sonuçlar alınır. 42,9°C'den daha yüksek sıcaklıkları ölçülmesi halinde, sıcaklığın çok yüksek olduğu anlamına gelen „Hi“ sembolü belirir. Pillerin ömrünü uzatmak için ölçümden sonra ağza düğmesine kısa bir süre basarak ateşölçeri kapatın. Aksi takdirde ateşölçer yaklaşık 10 dakika sonra kendi kendine kapanır.

- Termometr содержит чувствительные электронные компоненты. Поэтому следует предохранять его от ударов, изгибов, воздействия повышенной температуры или прямого солнечного излучения.
- Не допускайте попадания на термометр растворителей или других химических средств.
- При включении термометр выполняет самотестирование. Проверка точности измерения не требуется.
- Данный прибор соответствует европейскому стандарту EN60601-1-2 и является предметом особых мер предосторожности в отношении электромагнитной совместимости. При этом учитывайте, что переносные и мобильные средства ВЧ-связи могут влиять на данный прибор. Точную информацию Вы можете получить в сервисных центрах.

Использование

Термометр-соска поставляется одного размера. Перед первым использованием проверьте, может ли Ваш ребенок взять термометр-соску в рот. Если соска слишком большая, есть опасность удушья. Для включения коротко нажмите кнопку включения. Короткий звуковой сигнал подтверждает включение. Вначале термометр в течение около 2 секунд проводит самотестирование. При этом становятся видны все сегменты индикатора. Затем на дисплее на короткое время появляется „Lo °C“ или результат последнего измерения. Разместите силиконовую часть соски у ребенка во рту. Обратите внимание на то, чтобы во время измерения ребенок держал соску во рту и спокойно дышал через нос. На дисплее будет отображена актуальная температура (напр. 32,1°C). Необходимое время измерения до звукового сигнала составляет около 5 минут. При увеличении времени измерения температуры (продолжение измерения после звукового сигнала) результат измерения будет более точным. При измерении температуры свыше 42,9°C на дисплее отобразится символ „Hi“-измерение слишком высокой температуры. Для увеличения срока службы батарейки выключайте термометр после измерения коротким нажатием кнопки вкл. В противном случае термометр-соска выключится автоматически через 10 минут.



dźwiękowym. Uzyskane wartości pomiaru należy skonsultować z lekarzem.

- Termometr zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na uszkodzenia. Z tego względu należy go chronić przed uderzeniami, zgniataniem, wpływem wysokich temperatur i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Termometr nie może mieć kontaktu z rozpuszczalnikami lub innymi substancjami chemicznymi.
- Po włączeniu termometru uruchamia się elektroniczna samokontrola urządzenia. Nie jest możliwe sprawdzenie dokładności pomiarów.
- To urządzenie jest zgodne z normą europejską EN60601-1-2 i podlega szczególnym środkom ostrożności w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej. Należy pamiętać, że urządzenia przenośne i telefony komórkowe mogą mieć wpływ na wskazania urządzenia. Informacji szczegółowych udziela dział obsługi klienta pod wskazanym adresem.
- Użytkowanie**
Smoczek jest dostępny w jednym rozmiarze. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy smoczek jest odpowiedni do buzi dziecka. Zbyt duży smoczek grozi uduszeniem. Aby włączyć urządzenie, naciśnij krótko przycisk WŁ. Krótki sygnał dźwiękowy sygnalizuje włączenie urządzenia. Na początku, przez ok. 2 sek., termometr przeprowadza test samoczynny. Wszystkie segmenty wyświetlacza pozostają widoczne. Następnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Lo °C“ lub wyświetlany jest ostatni pomiar. Włóżc smoczek do ust dziecka. Należy uważać, aby dziecko trzymało smoczek podczas pomiaru w ustach i spokojnie oddychało przez nos. Zostanie wyświetlona aktualna temperatura, np. 32,1°C. Czas pomiaru do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego wynosi około 5 minut. Przedłużenie czasu pomiaru po pojawieniu się sygnału dźwiękowego powoduje zwiększenie dokładności pomiaru. W przypadku zmierzenia temperatury przekraczającej 42,9°C pojawi się symbol „Hi“ oznaczający nadmierną temperaturę.

